

**Приложение №1. Спецификация к 258/Тендеру.**

№ п/п	Наименование товара, товарный знак, наименование производителя	Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Кол-во, единица измерения
1	Криокапсула « Гранд-Крио КЭТ» в сборе	<p>Криокапсула ICEQUEEN - уникальный индивидуальный физиотерапевтический комплекс, который позволяет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- комплексно омолодить организм (anti-age)</li> <li>- подтянуть фигуру и сбросить лишний вес</li> <li>- нормализовать обменные процессы</li> <li>- укрепить иммунитет</li> <li>- избавиться от стресса</li> <li>- улучшить настроение</li> <li>- повысить выносливость организма</li> </ul> <p>Воздействие экстремальным холодом (-130°С...-140°С) в течение 2х минут позволяет активизировать внутренние резервы организма, запустить механизмы самовосстановления, омоложения организма и укрепления иммунитета. Капсула ICEQUEEN - это новое поколение современных медицинских комплексов для общей криотерапии.</p>	1 шт.
2	Сосуд Дьюара СДП-35К	<p>Сосуды Дьюара СДП, алюминиевые, со стеклопластиковой горловиной, предназначены для длительного хранения, транспортирования и использования небольших количеств жидкого азота. Они могут быть использованы в исследовательских лабораториях, медицинских учреждениях или промышленном производстве.</p> <p>Емкость, л — 35;  диаметр горловины, мм - 58;  скорость статич. испарения, л/день - 0,2;  стационар. время удерживания, сут. - 180;  без канистр;  габариты без упаковки, dxB, мм - 516x742;  вес нетто/ брутто, кг - 18/20.</p>	3 шт.
3	Тележка для сосуда Дьюара	<p>Роликовая тележка предназначена для удобного и безопасного перемещения сосуда Дьюара серии L2000 с жидким азотом по ровной поверхности внутри кабинета, лаборатории, здания. Роликовые колеса имеют стопорные педали. Разработана с учётом размера и веса сосуда Дьюара.</p>	3 шт.
4	Льдогенератор Brema CB 1265A	<p>Льдогенератор Brema CB 1265A с воздушным охлаждением вырабатывает высококачественный конусный лед Gourmet - долго не тающие «кубики» льда, по форме напоминающие напёрсток. Уровень льда в льдогенераторе поддерживается автоматически. Корпус выполнен из нержавеющей стали AISI 304 с отделкой Scotch Brite, регулируемые ножки - из нержавеющей стали.</p> <p>Страна Италия</p>	1 шт.

		<p>Масса (нетто, кг) 113</p> <p>Масса (брутто ,кг) 133</p> <p>Длина (мм) 840</p> <p>Ширина (мм) 740</p> <p>Высота (мм) 1075</p> <p>Мощность (кВт) 1.05</p> <p>Напряжение (В) 220</p>	
5	<p>Стол массажный</p> <p>US MEDICA ALFA</p>	<p>Раскладной массажный стол Alfa US MEDICA электрический</p> <p>Стационарный массажный стол на мощной деревянной (буковой) раме со стальным каркасом и регулировкой по высоте с электроприводом. Съемный подголовник ComfortEye с полкой для рук U-Shape. Люверс для лица с заглушкой.</p> <p>Длина стола с подголовником 211 см.</p> <p>Ширина стола с подголовником 71 см.</p> <p>Высота стола с подголовником 52 см.</p>	2 шт.
6	<p>Аппарат направленной контактной диатермии BTL-6000 TR-Therapy Elite с принадлежностями.</p>	<p>BTL-6000 TR-THERAPY-это многофункциональный аппарат, предназначенный для лечения спортивных травм острого и хронического характера, а также заболеваний опорно-двигательного аппарата. TR-терапия может комбинироваться с такими техниками как массаж, пассивное движение, мышечная стимуляция и другими. Данная концепция значительно улучшает результаты лечения и сокращает время восстановления, что позволяет пациентам быстрее вернуться к любимым занятиям. Процесс проведения терапии является очень приятным для пациента: тепло распространяется по всему телу, а также достигаются такие медицинские эффекты как миорелаксация, анальгезия и другие.</p> <p>Мощность 320 Вт</p> <p>8.4" цветной сенсорный экран</p> <p>Частые протоколы QUICK</p> <p>Навигация по частям тела</p> <p>База данных пациентов</p> <p>Предустановленные протоколы и терапевтическая энциклопедия</p> <p>Эргономичные аппликаторы с аудиовизуальным</p>	1 шт.

		<p>контролем контакта</p> <p>Направленность на ткани с помощью емкостного и резистивного режимов</p> <p>Возможность выбора постоянной или импульсной терапии</p> <p>Контроль Динамического Импеданса™</p> <p><b>Стандартные аксессуары</b></p> <p>Емкостной аппликатор</p> <p>Резистивный аппликатор</p> <p>4 емкостных электрода</p> <p>4 резистивных электрода</p> <p>1 нейтральный электрод</p> <p>Кабель пациента</p> <p>Держатели для аппликаторов</p>	
--	--	---	--

**Итого: 11 шт.**

Главный врач основной команды



Кожокарь Ю.В.

Врач основной команды



Орос А.И.